



Snuggle Safe

Poduszka rozgrzewająca dla zwierząt domowych

Przed użyciem proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi i mieć ją w razie niejasności zawsze pod ręką.

Termofor **Snuggle Safe** jest wyłącznie przeznaczony do użytku w domowych mikrofalówkach! Proszę się upewnić, że wszystkie dodatkowe funkcje mikrofalówki jak np. grilowanie zostały wyłączone (w przypadku, gdy mikrofalówka wyposażona jest w takie programy). Wszystkie metalowe części powinny zostać usunięte z mikrofalówki oraz jej wnętrza powinno znajdować się w czystości.

Jak używać termofor Snuggle Safe?

1. Termofor należy umieścić na obrotowym talerzu mikrofalówki, wybrać maksymalną moc oraz czas wedle podanych w tabeli parametrów:

Moc	Czas
600- 650 Wat	8 min
700- 750 Wat	7 min
800- 850 Wat	6 min
900-1000 Wat	5 min

Podany czas nie powinien zostać przekroczony!

2. Po tym jak zostanie ustawiony czas podgrzewania, należy załączyć mikrofalę.
3. Po zakończeniu tego procesu pozostaw Snuggle Safe jeszcze przez jedną minutę w mikrofalówce. Przez tą minutę termofor będzie nadal podgrzewany, pomimo tego, iż program został już zakończony. Przez ten czas temperatura Snuggle Safe ustabilizuje się. Wskazówka: dużym ułatwieniem jest załączona w dostawie naklejka na mikrofalę, na której znajdują się wszystkie podane wyżej parametry.
4. Wyjmij ostrożnie Snuggle Safe z mikrofalówki. Uwaga: termofor jest gorący! Pomocą będzie rękawica kuchenna, lub ręcznik.
5. Snuggle Safe należy umieścić pod pościelą zwierzęcia (kocykiem, kołderką itp.) w jego legowisku. W celu zachowania idealnej izolacji, zwróć uwagę na to, aby termofor był również oddzielony od podłoża dodatkową grubą warstwą materiału. W ten sposób jego ciepło będzie na dłużej zachowane. **Snuggle Safe nie powinien nigdy znajdować się w bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem!**



PONOWNE OGRZEWANIE TERMOFORU

Zanim przystąpimy do ponownego ogrzewania termoforu w mikrofalówce, temperatura jego powinna wrócić do temperatury wyjściowej.

CZYSZCZENIE

W celu utrzymania termoforu w czystości należy w razie zaistniałej potrzeby przetrzeć go wilgotną ściereczką lub lekko spryskać środkiem dezynfekującym i wytrzeć. W żadnym wypadku nie należy używać środków chemicznych oraz szorstkich ścierek.

Wskazówki bezpieczeństwa

Nie należy przekroczyć czasu ogrzewania! Przegrzanie może uszkodzić termofor oraz zaszkodzić zdrowiu zwierzęcia. Zwracaj uwagę, aby zwierzę nie nadgryzało termoforu. GWARANCJA WYGASA w razie niestosownego obchodzenia się z termoforem lub dopuszczeniu do jego przegrzania się.

Producent lub jego przedstawiciel nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi i złego obchodzenia się z produktem. Snuggle Safe zawiera Thermapol™, który jest nietrujący i bezpieczny, jeśli termofor używać będziemy zgodnie ze wskazówkami tej ulotki. W przypadku nadmiernego przegrzania się, materiał z którego powstał termofor ulegnie rozpuszczeniu i jego zawartość Thermapol™, bez większych szkód ulegnie rozkładowi. Nie dotykać! Thermapol™, pozostawić do ostygnięcia. Zimny może za pomocą gorącej wody zostać usunięty z powierzchni. Osoby, które nie mają doświadczenia w użytkowaniu mikrofalówek powinny wcześniej zasięgnąć rady innych, znających się w tym temacie osób. W żadnym wypadku nie eksperymentować! Snuggle Safe nie powinien być obsługiwany przez dzieci, które nie są pod nadzorem dorosłych. Nie ogrzewać w standardowych piecykach lub w inny sposób. Termofor nie jest do tego przeznaczony! Krażek należy po 3 latach wymienić na nowy. Tutaj zapisz datę kupna i umieść w bezpiecznym miejscu. Termofor Snuggle Safe i jego zawartość Thermapol™, zachowują spójność pomiarową.

Snuggle Safe- na długo utrzymuje ciepło. **Ogrzewa zwierzęta aż do 12 godzin!**

Termofor utrzymuje swoje ciepło w porównaniu do innych termoforów na wodę przez ten sam okres czasu. Przez pierwsze 2-3 godziny temperatura stopniowo zmniejsza się, następnie pozostaje stabilna ok. 52 °C i utrzymuje się przez następne 5 godzin, po których znowu stopniowo opada. Ta cecha gwarantuje przez długi czas utrzymywanie się ciepła w termoforze.

Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii przez:

Lenric C21 Ltd, Unit 10, Thorgate Road, GB-Littlehampton
West Sussex, BN18 0BD

www.snugglesafe.com